

Adaptaid⁺

Chariots de transport fermés



Versatiles, durables et fonctionnels, nos chariots fermés facilitent le transport sécuritaire des bacs pour endoscopes, caissons de stérilisation et instruments chirurgicaux de tailles variées

Bloc opératoire
Stérilisation
URDM

adaptaid.com



Deux modèles adaptables

MODÈLES	DIMENSIONS L x P x H		PORTES
RDM-023-P008	25.6 x 27.3 x 47.4 pouces	651 x 693 x 1203 mm	1
RDM-023-P009	40.9 x 29.3 x 44 pouces	1039 x 743 x 1118 mm	2

+ Autres dimensions disponibles.



Parfaitement adaptés aux bacs et caissons

Grâce à une configuration hybride, ces chariots refermables peuvent combiner simultanément les bacs à endoscopes, les caissons de stérilisation et instruments chirurgicaux.



Fabriqués selon des critères spécifiques

Avez-vous des besoins particuliers?

Que ce soit pour les dimensions ou des options additionnelles, Adaptaid saura vous proposer des solutions répondant à vos attentes.



Caractéristiques des chariots

Structure

- + Structure soudée monocoque en acier inoxydable 304 #4
- + Pare-chocs arrondis non marquants aux quatre coins
- + Habillage renforcé pour un déplacement silencieux
- + Plancher avec plan de drainage incliné
- + Accessoires boulonnés pour faciliter l'entretien

Poignée

- + Poignée en acier inoxydable
- + Diamètre de 1.57 pouce (44 mm)
- + Située du côté gauche ou droit (au choix)

Tablettes

- + Tablettes pleines amovibles avec orifices de drainage
- + Hauteur ajustable, indexée au deux pouces (50 mm)

Bacs de transport

- + Éco-responsables nécessitant aucun film protecteur (modèle P8 seulement).

Portes

- + Double paroi avec joint d'étanchéité
- + Dispositif de blocage en position d'ouverture
- + Dispositif pour sceau de sécurité

Roues

- + Structure en acier inoxydable
- + Diamètre de cinq pouces (125 mm)
- + Deux roues fixes du côté opposé à la poignée
- + Deux roues pivotantes avec frein du côté poignée
- + Polyuréthane non marquant résistant à la chaleur
- + Roulement à billes de précision sans entretien



Options additionnelles

- + Poignée supplémentaire
- + Poignée «cool touch»
- + Choix de roues
- + Bacs de transport
- + Tablette coulissante
- + Plaque d'identification burinée
- + Tablette grillagée ou perforée
- + Identificateur de statut propre/souillé



Avantages des chariots

Parfaitement adaptés aux besoins des URDM et blocs opératoires, ces chariots fermés offrent un moyen de transport unique aux instruments chirurgicaux de toutes tailles. Grâce à une configuration flexible, il est possible d'opter pour un intérieur équipé de 4 tablettes ou 5 bacs de transport, ou une combinaison des deux. Les caissons de stérilisation de grandes tailles y trouvent également leur place au moyen d'un habitacle d'une profondeur de 23 à 25.5 pouces selon le modèle choisi. De multiples options telles que l'indicateur propre/souillé, la poignée « cool touch » et bien d'autres permettent de répondre efficacement aux critères les plus exigeants.

- + **Châssis étanche et durable**
- + **Choix d'un intérieur avec tablettes ou bacs à endoscopes** (modèle P8)
- + **Compatible avec les laveurs** à haute température
- + **Porte à ouverture de 270 degrés avec système d'attache**
- + **Roues résistantes aux laveurs de chariots automatisés**

Choix de tablettes ou de bacs de transport

Configuration offrant la possibilité d'opter pour les tablettes ou les bacs de transport, ou de jumeler des deux.

Porte étanche à ouverture de 270 degrés

Glissières amovibles

Loquet anti-vibration

Porte carte



Habillage renforcé pour déplacements silencieux

Système de sceau de sécurité

Poignée ergonomique cool touch

Tablettes coulissantes ajustables en hauteur

Pare-chocs non marquants

Roues en acier inoxydable

Bac de transport

Design efficace et sûr

- + Poignées latérales
- + Robuste, léger et facilement nettoyable
- + Bac et couvercle en plastique transparent qui permettent de voir le contenu en tout temps
- + Consommables non requis, tels que sacs et pellicules
- + Compatible avec la majorité des systèmes de laveurs hospitaliers
- + Grande capacité pour accommoder plusieurs modèles d'endoscopes flexibles
- + Étiquette d'identification réversible et réutilisable (propre/souillé) en option



Caractéristiques

Structure

- + Corps moulé en polycarbonate
- + Robuste, léger et facile à nettoyer

Dimensions

- + En pouces: 22.9 L x 18 P x 5 H, en millimètres: 582 L x 457 P x 127 H

Couleur

- + Couvercle (clair) - Bac (gris translucide)

Nettoyage

- + Compatible avec les systèmes laveurs en usage dans les établissements de santé tels que le Getinge modèle 9128, température maximale 115°C

Options additionnelles

- + Plaque d'identification réversible (EDS-030-0023), scellés, étiquettes pour traçabilité



Adaptaid⁺

📍 448 rue Bourque
Repentigny, Québec
J5Z 5A2 Canada

☎ 450-585-7272

@ info@adaptaid.com



CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE ADAPTAIDE INC. TOUTE REPRODUCTION,
UTILISATION OU COPIE À DES FINS DE FABRICATION OU DE VENTE DE TOUT
PRODUIT EST FORMELLEMENT INTERDITE SANS CONSENTEMENT ÉCRIT.

©2023 ADAPTAIDE INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS