

Adaptaid⁺

Chariots de cas



Robustes, fonctionnels et durables, nos chariots de cas sont conçus en collaboration avec les professionnels de la santé

Bloc opératoire
Stérilisation
URDM

adaptaid.com



Trois modèles pratiques

| MODÈLES | DIMENSIONS L X P X H | PORTES |
|--------------|---|--------|
| RDM-023-P001 | 30 x 29 x 40 pouces 759 x 727 x 1016 mm | 1 |
| RDM-023-P002 | 47 x 29 x 40 pouces 1197 x 727 x 1016 mm | 2 |
| RDM-023-P003 | 30 x 29 x 54 pouces 759 x 727 x 1372 mm | 1 |

+ Autres dimensions disponibles.



Conçus pour performer et pour durer

Robustes, faciles à déplacer, en acier inoxydable avec plancher renforcé et plans de drainage, tous nos chariots de cas sont compatibles avec les laveurs automatisés.



Fabriqué selon des critères spécifiques

Avez-vous des besoins particuliers?

Que ce soit pour les dimensions ou des options additionnelles, Adaptaid saura vous proposer des solutions répondant à vos attentes.



Caractéristiques des chariots

Structure

- + Structure soudée monocoque en acier inoxydable 304 #4
- + Habillage renforcé pour un déplacement silencieux
- + Plancher doublé avec plans de drainage
- + Pare-chocs non marquant sur tout le périmètre
- + Accessoires boulonnés pour faciliter l'entretien

Tablettes

- + Tablette grillagée ou pleine avec drainage
- + Hauteur ajustable, indexée au 2 pouces (50 mm)
- + Ajustement facile et sans outil

Portes

- + Double paroi scellée avec joint d'étanchéité.
- + Fixée(s) sur deux ou trois charnières (ouverture 270°)
- + Dispositif de blocage pour maintenir la porte en position ouverte
- + Dispositif pour sceau de sécurité

Roues

- + Structure acier zingué Ø 6 pouces (152 mm)
- + 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein total (arrière)
- + Polyuréthane non marquant résistant à la chaleur
- + Roulements à billes de précision sans entretien
- + Capacité de charge supérieure à 250 lb (113 kg)

Poignée

- + Poignée en acier inoxydable





Options additionnelles

- + Identifiant propre/souillé
- + Roues en acier inoxydable
- + Système de tablette coulissant
- + Poignées verticales pour grand chariot
- + Frein directionnel au deux roues avant avec barre de liaison
- + Plaque burinée avec numéro d'identification personnel unique
- + Système d'attache/attelage rétractable pour le déplacement de plus d'un chariot

Avantages des chariots

- + **Structure robuste** et facile à déplacer
- + **Poignée ergonomique** pour faciliter le contrôle et la manœuvrabilité
- + **Compatibilité aux systèmes de lavage** à haute température
- + **Porte à ouverture de 270°** avec système d'attache
- + **Système de fermeture avec loquet anti-vibration**
- + **Pare-chocs** non marquant sur le contour
- + **Système de sceaux de sécurité**
- + **Porte-carte** 8.5 x 11 pouces (216 x 279 mm)



Adaptaid⁺

📍 448 rue Bourque
Repentigny, Québec
J5Z 5A2 Canada

☎ 450-585-7272

@ info@adaptaid.com



CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE ADAPTAIDE INC. TOUTE REPRODUCTION,
UTILISATION OU COPIE À DES FINS DE FABRICATION OU DE VENTE DE TOUT
PRODUIT EST FORMELLEMENT INTERDITE SANS CONSENTEMENT ÉCRIT.

©2023 ADAPTAIDE INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS