

Adaptaid⁺


Chariots et tour d'approvisionnement pour consommables



Équipements
médicaux conçus pour
optimiser l'accessibilité
des consommables

Dialyse
Oncologie
Approvisionnement

adaptaid.com



Trois options pour tous vos besoins

Les chariots et tours d'approvisionnement sont équipés de compartiments de rangement variés pour faciliter le transport et le stockage de consommables.



Assure la manipulation de consommables en toute sécurité

Un ensemble complètement configurable, la tour et les chariots d'approvisionnement offrent la possibilité de transporter et de gérer les consommables avec efficacité.



Fabriqué selon des critères spécifiques

Avez-vous des besoins particuliers?

Que ce soit pour les dimensions ou des options additionnelles, Adaptaid saura vous proposer des solutions répondant à vos attentes.



DIA-001-P001



DIA-011-P001



DIA-019-P001

Chariot d'approvisionnement de consommables

Chassis

- + Structure en acier zingué, mâts en acier plaqué chrome
- + Habillage ABS/PC
- + Huit supports plateaux en acier plaqué chrome
- + Capacité de chargement 220 Lb (100 kg)
- + Dimensions 45 3/8 L x 22 3/16 P x 44 9/16 H pouces, 1153 L x 563 P x 1132 H mm

Roues

- + Quatre roues pivotantes de 5 pouces (125 mm)
- + Deux roues avec blocage directionnel et frein
- + Polyuréthane non marquant résistant à la chaleur
- + Roulements à billes sans entretien

Paniers

- + Équipement standard incluant deux paniers grillagés et huit plateaux
- + Paniers grillagés coulissants à sortie bilatérale en acier plaqué chrome pour le rangement de consommables et de concentrés
- + Dimensions intérieures 10 L x 18 P x 4.5 H pouces, 254 L x 457 P x 114 H mm
- + Capacité de chargement de 33 Lb (15 kg)
- + Paniers refermables amovibles pour gants et autres (en option)

Conformité

- + Conçu selon les normes et recommandations en vigueur dans l'industrie et le milieu médical.
- + Fabriqué au Canada.



Avantages des chariots d'approvisionnement de consommables

- + Entièrement configurable (accommode jusqu'à 12 plateaux)
- + Gestion des consommables et des concentrés pour 8 traitements de dialyse
- + Surface de travail pratique



Accessoires robustes pour configurer et adapter la capacité du chariot en fonction de l'utilisation et du type de consommables.



Panier grillagé

DIA-001-P003



Panier fermable

DIA-001-P002



Support pour plateaux

DIA-001-A019



Plateau d'approvisionnement

DIA-001-P004

Tour d'approvisionnement de consommables

Plusieurs avantages pour le stockage par traitement

- ✓ Idéale pour entreposer de grandes quantités dans un espace restreint.
- ✓ Peut accueillir jusqu'à 30 plateaux.
- ✓ Rotation facilitant l'accès aux plateaux.

Structure

- + Structure ouverte sur trois côtés
- + Fabriqué d'acier plaqué chrome
- + Dimensions: 34 L x 31 1/2 P x 64 H pouces, 860 L x 800 P x 1620 H mm

Plateaux

- + 30 plateaux au total
- + Capacité de charge par plateau 11 Lb (5 kg)
- + Fabriqué en polypropylène

Conformité

- + Produit conçu selon les normes et recommandations en vigueur dans l'industrie et le milieu médical.
- + Fabriqué au Canada.



Chariot de transport avec paniers coulissants



Structure

- + Chassis et poignées en acier peint
- + Mâts et supports en acier plaqué chrome
- + Dimensions 55 3/4 L x 23 7/8 P x 53 3/4 H pouces, 1416 L x 587 P x 1365 H mm

Roues

- + Roues doubles cinq pouces (125 mm) pivotantes dont deux avec blocage directionnel et frein total

Pare-chocs

- + Pare-chocs non marquants aux quatre coins

Paniers

- + 18 paniers avec supports à sortie bilatérale en acier plaqué chrome de dimensions intérieures 10 L x 18 P x 4.5 H pouces, 254 L x 457 P x 114 H mm



Capacité de charge

- + Maximum recommandé de 325 Lb (147 kg) ou de 25 Lb (11 kg) par panier

Piètement


- + Allongé et robuste pour une stabilité accrue

Conformité

- + Conçu selon les normes et recommandations en vigueur dans l'industrie et le milieu médical

Avantages des chariots de transport avec paniers coulissants

Ce chariot facilite la distribution de fournitures médicales grâce à des paniers à sortie bilatérale. Il est conçu pour assurer les déplacements sécuritaires des consommables lourds tels que les sacs de solutés. Son système de rangement permet de sécuriser les paniers en place pour déplacer les fournitures en toute quiétude.



- + **Cadre robuste**, léger et facile à nettoyer.
- + **Roues avec roulement à billes** sans entretien.
- + **Freins** qui permettent de demeurer stationnaire en toute sécurité.
- + **Pare-chocs non marquants** dans chaque coin pour réduire les risques d'incidents.
- + **Paniers de transport accessibles** des deux côtés.
- + **Butées de retenue** sur chaque panier pour éviter les mouvements en transport.
- + **Piètement allongé** pour une stabilité accrue.
- + **Chariot personnalisable** selon les besoins spécifiques.

Adaptaid⁺

📍 448 rue Bourque
Repentigny, Québec
J5Z 5A2 Canada

☎ 450-585-7272

@ info@adaptaid.com



CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE ADAPTAIDE INC. TOUTE REPRODUCTION,
UTILISATION OU COPIE À DES FINS DE FABRICATION OU DE VENTE DE TOUT
PRODUIT EST FORMELLEMENT INTERDITE SANS CONSENTEMENT ÉCRIT.

©2023 ADAPTAIDE INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS