

Adaptaid⁺

Support de champs ERGOFLEX




Optimise le travail avec
champs d'emballage en
réduisant l'encombrement
des surfaces



**Stérilisation
URDM**

adaptaid.com



Support de champs rétractable

Installé directement au piètement de la table de préparation et montage ERGOFLEX, ce support rétractable optimise le rangement des champs d'emballage en réduisant l'encombrement des surfaces de travail, des murs et des planchers.



Une solution ergonomique et efficace

Permet un accès rapide, rapproché et ergonomique aux champs d'emballage, en augmentant le confort et l'efficacité du personnel de stérilisation dans l'exécution du processus d'emballage des dispositifs médicaux.



Fabriqué selon des critères spécifiques

Avez-vous des besoins particuliers?

Que ce soit pour les dimensions ou des options additionnelles, Adaptaid saura vous proposer des solutions répondant à vos attentes.



ERGOFLEX

Une solution ergonomique pour les champs

- + Optimisation de l'espace disponible au sol.
- + Organisation ergonomique des champs d'emballage.
- + Diminution de l'encombrement grâce à un cadre refermable.
- + Rehaussement de la productivité en permettant un flux de travail continu.
- + Suspension de champs d'emballage variés allant jusqu'à 48 pouces de largeur (1219 mm).

Barres de dimensions personnalisables

Les barres de dimensions personnalisées permettent d'obtenir un support de champs parfaitement adapté aux besoins spécifiques de ses usagers.



Le support de champs est équipé de quatre barres de taille uniforme (39.5" ou 1005 mm) où les grands champs autant que les petits y trouveront leur place.

Pour les espaces restreints où il faut réduire l'encombrement et favoriser l'économie d'espace, il est possible d'opter pour des barres de tailles décroissantes tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.

Dimensions suggérées			
48" (1219 mm)	36 ¾" (933 mm)	33 ⅞" (859 mm)	30 ¾" (782 mm)

ERGOFLEX Caractéristiques

Structure

- + Construction 100% en acier inoxydable

Barres du support

- + Barres cylindriques avec anneaux de retenue pour maintenir les champs en position

Dimensions

- + Hauteur (installé) : 45 3/8 pouces (1228 mm)
- + Largeur : 39 5/8 pouces (1006 mm)
- + Profondeur lorsque déployé : 19 7/8 pouces (505 mm)
- + Profondeur lorsque rétracté : 12 pouces (305 mm)

Options additionnelles

- + Extensions de barres pour les champs de grandes tailles
- + Support fixe, non rétractable

Conformité

- + Conçu selon les normes et recommandations en vigueur dans l'industrie et le milieu médical.

Compatibilité

- + Entièrement compatible avec les tables de préparation et montage ERGOFLEX



APERÇU DE LA STATION DE TRAVAIL ERGOFLEX ▶



Adaptaid⁺

📍 448 rue Bourque
Repentigny, Québec
J5Z 5A2 Canada

☎ 450-585-7272

@ info@adaptaid.com



CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE ADAPTAIDE INC. TOUTE REPRODUCTION,
UTILISATION OU COPIE À DES FINS DE FABRICATION OU DE VENTE DE TOUT
PRODUIT EST FORMELLEMENT INTERDITE SANS CONSENTEMENT ÉCRIT.

©2023 ADAPTAIDE INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS