

Adaptaid⁺

ERGOFLEX

Support de champs



Stérilisation/URDM

Support de champs rétractable

Installé directement au piètement de la table de préparation et montage ERGOFLEX, ce support rétractable optimise le rangement des champs d'emballage en réduisant l'encombrement des surfaces de travail, des murs et des planchers.



© ADAPTAID
PATENT PENDING

Structure solide

Structure robuste et sans risque de torsion en acier inoxydable de grade 304. Quatre barres de 39.5" (1005 mm) maintiennent les champs de stérilisation grâce à des anneaux de retenue.



SUPPORT DE CHAMPS DÉPLOYÉ

- + Ouverture rapide
- + Accès direct aux champs
- + Profondeur de 19 7/8 pouces (505 mm) lorsque déployé



SUPPORT DE CHAMPS REFERMÉ

- + Refermable d'une seule poussée de la main
- + Dégagement latéral accru
- + Profondeur de 12 pouces (305 mm) lorsque refermé




Une solution ergonomique, conviviale et productive

Le support de champs rétractable ERGOFLEX permet un accès rapide, rapproché et ergonomique aux champs d'emballage.

De plus, sa proximité à la table augmente le confort et l'efficacité du personnel de stérilisation dans l'exécution du processus d'emballage des dispositifs médicaux. Parmi ses nombreux avantages, on retrouve:

- + Diminution de l'encombrement grâce à un cadre refermable.
- + Optimisation de l'espace disponible au sol.
- + Organisation ergonomique des champs d'emballage.
- + Réduction des blessures musculosquelettiques grâce à l'accès latéral des champs.
- + Rehaussement de la productivité permettant un flux de travail continu.
- + Suspension de champs d'emballage de tailles variées.



Options additionnelles

- + Barre à rallonge télescopique 40.4 à 51.5 pouces (1026 à 1308 mm)
- + Cadre fixe et non rétractable (modèle RDM-010-SCF)



MODÈLES	DIMENSIONS HORS TOUT		*ÉCONOMIE D'ESPACE	
	POUCES	L X P X H	POUCES	MM
RDM-010-SC	39.6 x 19.8 x 45.4	1006 x 505 x 1228	7.8	198
RDM-010-SCF	39.6 x 20 x 45.4	1006 x 508 x 1228	s/o	s/o

* Gain d'espace latéral lorsque le support rétractable est fermé.

Adaptaid⁺

Des équipements médicaux performants
conçus pour les professionnels de la santé

**Pour obtenir plus d'informations
sur nos produits, contactez notre
service à la clientèle.**



CONTACTEZ-NOUS
+1 450-585-7272
customerservice@adaptaid.com



Fabriqué au
CANADA

©2026 ADAPTAIDE INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS

adaptaid.com