

Adaptaid⁺


SOLUTIONS POUR

L'approvisionnement



Des solutions variées qui assurent un approvisionnement efficace en fournitures médicales.





Chariot d'approvisionnement à paniers coulissants

Ce chariot facilite la distribution de fournitures médicales grâce à des paniers à sortie bilatérale.

Il est conçu pour assurer les déplacements sécuritaires des consommables lourds, tels que les sacs de solutés. Son système de rangement permet de sécuriser les paniers en place pour déplacer les fournitures en toute quiétude.



Un chariot aux multiples avantages

- + **Cadre robuste**, léger et facile à nettoyer.
- + **Paniers de transport accessibles** des deux côtés.
- + **Pare-chocs non marquants** à chaque coin.
- + **Piètement allongé** pour une stabilité accrue.
- + **Roues avec roulement à billes** sans entretien.
- + **Freins** qui permettent de demeurer stationnaire en toute sécurité.
- + **Butées de retenue** sur chaque panier pour éviter les mouvements en transport.



Éléments de base de qualité

Structure	Chassis et poignées en acier peint. Mâts et coulisses en acier plaqué chrome. Pare-chocs non marquants aux quatre coins.
Paniers	18 paniers avec coulisses à sortie bilatérale en acier plaqué chrome de dimensions L x P x H: 10 x 18 x 4,5 pouces, 254 x 457 x 114 mm
Capacité de charge	Maximum recommandé de 325 Lb (147 kg) ou de 25 Lb (11 kg) par panier.
Roues	Quatre roues Ø5 pouces (125 mm) pivotantes dont deux avec blocage directionnel et frein total.
Dimensions	L x P x H: 55 3/4 x 23 7/8 x 53 3/4 pouces, 1416 x 587 x 1365 mm



EASYFEED

Tour de rangement rotative et chariot d'approvisionnement

L'ensemble EASYFEED est aisément configurable pour permettre de transporter et de gérer les consommables avec efficacité.

Le chariot et la tour rotative de cette gamme partagent plusieurs avantages, tels que leur structure robuste en acier et les solides plateaux de polypropylène. Ceux-ci sont amovibles et compatibles avec la tour et le chariot.

Distribution pivotante pour approvisionnement de tous côtés

La tour de rangement rotative est la solution idéale pour entreposer de grandes quantités de consommables et de fournitures dans un espace restreint. Le mouvement de rotation facilite l'accès aux 30 plateaux amovibles pouvant être transférés au chariot ou transportés directement aux lieux de soins.

Chariot d'approvisionnement versatile


Ce chariot d'approvisionnement est spécifiquement conçu pour la distribution de consommables utilisés en dialyse. Il est compatible avec les équipements de dialyse Artis de Baxter.



Caractéristiques des chariots

Éléments de base de qualité

Structure	Structure en acier zingué, mâts en acier plaqué chrome. Habillage ABS/PC. Huit supports à plateaux en acier plaqué chrome. Capacité de chargement 220 Lb (100 kg).
Paniers	Deux paniers grillagés coulissants à sortie bilatérale en acier plaqué chrome avec capacité de chargement allant jusqu'à 33 Lb (15 kg). Dimensions des paniers L x P x H: 10 x 18 x 4,5 pouces, 254 x 457 x 114 mm
Plateaux	En polypropylène avec capacité de charge par plateau 11 Lb (5 kg). Huit plateaux inclus pour le chariot et 30 pour la tour rotative.
Roues	Quatre roues pivotantes Ø5 pouces (125 mm) en polyuréthane non marquant résistant à la chaleur. Inclus deux roues avec blocage directionnel et frein total. Roulement à billes sans entretien.
Dimensions	Chariot L x P x H: 45 3/8 x 22 3/16 x 44 9/16 pouces, 1153 x 563 x 1132 mm Tour rotative L x P x H: 34 x 31 1/2 x 64 pouces, 860 x 800 x 1620 mm



Accessoires additionnels

Paniers grillagés

Panier amovible en ABS/PC avec couvercle transparent

Plateau d'approvisionnement


Support pour plateau

* La disponibilité de certaines options additionnelles peut varier.

Chariot MEDICART

Que ce soit pour l'urgence, le bloc opératoire, les soins intensifs ou simplement pour la visite des patients, le chariot Medicart a été développé pour un usage multifonctionnel.

Ce chariot facilite le transport de nombreuses fournitures grâce à de multiples compartiments de tailles variées. De plus, un grand nombre d'accessoires pratiques peuvent être ajoutés pour une configuration personnalisée.



Caractéristiques des chariots MEDICART

Éléments de base de qualité

Structure	Habillage en acier enduit électrostatique cuit au four. Surface du plateau supérieur en acier inoxydable. Compartiment de rangement fermé. Pare-chocs avec bande de caoutchouc.
Tiroirs	Deux tiroirs de six pouces (152 mm) et un tiroir de 12 pouces (305 mm). Ouverture 100% de chaque tiroir. Coulisses sur roulement à billes. Petits tiroirs avec diviseurs amovibles, conçus pour recevoir les fournitures légères. Serrure disponible en option.
Capacité de charge	Maximum recommandé de 100 Lb (45.36 kg).
Roues	Quatre roues pivotantes Ø5 pouces (125 mm) dont deux avec blocage directionnel et freins à l'avant.
Dimensions	L x P x H: 21 1/4 x 37 1/4 x 37 13/16 pouces, 540 x 940 x 960 mm

Options additionnelles pour des chariots personnalisés

Supports	Au choix pour: soluté, boîte de gants, contenant à déchets biomédicaux, cartable/livre, défibrillateur/appareil de signes vitaux, cylindre d'oxygène
Bacs	Petites et grandes tailles disponibles
Tablette	Rétractable
Poubelle	Rétractable
Planche	Pour découpe
Roues	Quatre roues Ø5 pouces (125 mm) pivotantes avec freins à l'arrière

* La disponibilité de certaines options additionnelles peut varier.

Adaptaid⁺

Des équipements médicaux performants
conçus pour les professionnels de la santé

**Pour obtenir plus d'informations
sur nos produits, contactez notre
service à la clientèle.**



CONTACTEZ-NOUS
+1 450-585-7272
customerservice@adaptaid.com



Fabriqué au
CANADA

©2026 ADAPTAIDE INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS

adaptaid.com