

Adaptaid⁺

Bacs de transport à endoscopes et sondes



Stérilisation/URDM
Échographie

Endoscopie
Bloc opératoire

Bac de transport robuste et durable

Conçu spécifiquement pour l'industrie médicale, ce bac avec couvercle transparent est muni de deux poignées latérales pour en faciliter la manipulation et d'un dispositif pour sceller de sécurité. Une plaque signalétique réutilisable (propre/souillé) s'insère sous le couvercle afin d'indiquer le statut de l'instrument qui s'y trouve.

Compatible avec les laveurs-désinfecteurs

Tous les composants de ce bac peuvent être nettoyés aux laveurs-désinfecteurs à une température allant jusqu'à 115 °C.



Caractéristiques des bacs

Compatibles avec les sondes et endoscopes souples de grandes dimensions.

Structure	Boîtier moulé en polycarbonate gris translucide avec deux poignées latérales et un dispositif de sceau de sécurité. Robuste, durable et écoresponsable, il ne requiert aucun consommable.
Couvercle	Moulé en polycarbonate transparent conçu pour offrir un aperçu rapide du contenu du bac.
Dimensions	22.9 L x 18 P x 5 H pouces, 582 L x 457 P x 127 H millimètres
Nettoyage	Facile à nettoyer et compatible avec les laveurs-désinfecteurs.
Accessoires	Étiquette d'identification réversible et réutilisable (propre/souillé).



Eco-responsable

Le concept du bac a été développé pour éliminer l'utilisation de consommables, ainsi, chaque composant est nettoyable et réutilisable. L'utilisation de ce bac refermable avec couvercle réutilisable ne requiert aucune pellicule protectrice jetable. Cet avantage permet d'adhérer à des pratiques de développement durable et plus économiques.



Solutions compatibles avec les bacs de transport

- + Chariot de transport pour 5 ou 6 bacs
- + Armoires à endoscopes MEDISTOR
- + Armoires passe-plats
- + Armoires à sondes MEDIPROB



Conçu pour le transport des endoscopes souples et des sondes

Ce contenant facilite le transport de sondes tout autant que celui des endoscopes souples, tels que les gastroscopes, les coloscopes, les bronchoscopes, les cystoscopes et les entérocopes.



Adaptaid⁺

Des équipements médicaux performants
conçus pour les professionnels de la santé

**Pour obtenir plus d'informations
sur nos produits, contactez notre
service à la clientèle.**



CONTACTEZ-NOUS
+1 450-585-7272
customerservice@adaptaid.com



Fabriqué au
CANADA

©2026 ADAPTAIDE INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS

adaptaid.com