

Adaptaid⁺

Chariots de transport pour sondes et endoscopes



Endoscopie
Stérilisation/URDM

Echographie
Bloc opératoire

Modèles conçus pour des besoins variés

Essentiels pour le transport sécuritaire de sondes et d'endoscopes souples, ces chariots possèdent une structure robuste entièrement faite d'acier inoxydable grade 304. Grâce à une poignée ergonomique et des roues en acier inoxydable avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, les déplacements s'effectuent silencieusement et sans effort.

L'intérieur du chariot comprend des glissières avec butées de retenue pour maintenir les bacs en place lors des déplacements. Selon le modèle de chariot choisi, cinq à six bacs avec couvercles sont inclus. Les chariots et les bacs sont compatibles avec les laveurs de chariots utilisés dans le milieu hospitalier.

MODÈLES	DIMENSIONS		STRUCTURE	PORTES	BACS
	POUCES	L X P X H MM			
EDS-030-P005-O	28.5 x 20.3 x 38.5	724 x 514 x 978	ouverte sur 2 côtés	0	5
EDS-030-P005	28.5 x 20.3 x 38.5	724 x 514 x 978	ouverte sur 1 côté	0	5
EDS-030-P005-F	28.5 x 20.3 x 38.5	724 x 514 x 978	fermée	2	5
EDS-030-P006-O	28.5 x 20.3 x 43.5	724 x 514 x 1105	ouverte sur 2 côtés	0	6
EDS-030-P006	28.5 x 20.3 x 43.5	724 x 514 x 1105	ouverte sur 1 côté	0	6
EDS-030-P006-F	28.5 x 20.3 x 43.5	724 x 514 x 1105	fermée	2	6



Léger

EDS-030-P006-O
Idéal pour les espaces exigus, ce chariot permet un accès rapide aux bacs autant à l'avant qu'à l'arrière.



Pratique

EDS-030-P006
Une solution conviviale qui rallie protection et accessibilité des bacs grâce à la paroi arrière et l'ouverture frontale.



Efficace

EDS-030-P006-F
Muni de deux portes, ce chariot offre une protection accrue aux bacs qu'il transporte.

Caractéristiques des chariots

Composants de qualité qui vous assurent longévité, ergonomie et productivité.

Structure	Structure solide avec assemblage en acier inoxydable 304 #4. Cadre léger, facile à nettoyer et compatible avec les laveurs de chariots.
Glissières	En acier inoxydable avec butées de retenue pour des déplacements sécuritaires.
Portes*	Avec orifices de drainage et indicateur «propre/souillé». Dispositif de blocage pour sécuriser les portes en position ouverte (ouverture 270°).
Poignée	En acier inoxydable avec diamètre de 1.25 pouce (32 mm). Installation sur le côté gauche ou droit (au choix).
Roues	Diamètre de cinq pouces (125 mm) pour les quatre roues pivotantes et multidirectionnelles en acier inoxydable. Roulement à billes de précision, pare-fils et bande en caoutchouc thermoplastique. Frein total sur deux roues.
Accessoires	Bacs avec couvercles transparents et étiquettes d'identification réversibles et réutilisables «propre/souillé» (inclus).

* Portes disponibles seulement avec le modèle EDS-030-P001-F.



Caractéristiques des bacs

Compatibles avec les sondes et endoscopes flexibles de grandes dimensions.

Structure	Boîtier moulé en polycarbonate gris translucide avec deux poignées latérales et un orifice pour scellé. Robuste, durable et écoresponsable, il ne requiert aucun consommable.
Couvercle	Moulé en polycarbonate transparent conçu pour offrir un aperçu rapide du contenu du bac.
Dimensions	22.9 L x 18 P x 5 H pouces, 582 L x 457 P x 127 H millimètres
Nettoyage	Facile à nettoyer et compatible avec les laveurs-désinfecteurs.

Adaptaid⁺

Des équipements médicaux performants
conçus pour les professionnels de la santé

**Pour obtenir plus d'informations
sur nos produits, contactez notre
service à la clientèle.**



CONTACTEZ-NOUS
+1 450-585-7272
customerservice@adaptaid.com



Fabriqué au
CANADA

©2026 ADAPTAIDE INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS

adaptaid.com